

# 实验十五、旋转液体特性研究

实验设想的由来:

早在力学创建之初,就有牛顿的水桶实验,牛顿发现,当水桶中的水旋转时,水会沿着桶壁上升。直至今今,在德国、美国等大学的一些研究性物理实验中,对旋转液体抛物面形状的研究是一个广泛而重要的课题之一,是集流体力学、几何光学、物理光学等多方面知识而不可多得的实验题材。

实验特点:

旋转液体现象以其直观性、生动性激发学生实验兴趣,是一个既古老又现代的实验,本实验仪应用现代激光技术测量旋转液体的液面形状,不仅可测量重力加速度,还可深入研究液面凹面镜与转速的关系,测量凹面镜的光学参数。仪器配备了半导体激光器、霍尔传感器结合单片机测量转动周期等现代工业测试技术。展现了现代实验教学的广阔视野,是第32届国际物理奥林匹克竞赛的比赛试题。

# [实验目的]

- ❖ 1.用旋转液体最高处与最低处高度差测量重力加速度。
- ❖ 2.激光束平行转轴入射测斜率法求重力加速度。
- ❖ 3.研究和测量旋转液面的光学特性。
- ❖ 4.研究和测量转速和液面形状及液面光学特性的关系。

# [仪器介绍]



## 〔实验原理〕

### 1. 匀速旋转液体的上表面形状以及特点

如图 1 所示，图 1 为旋转液体的轴截面图，液体跟随一个半径为  $R$ 、绕其中心轴  $Oy$  旋转的圆桶一起，以角速度  $\omega$  旋转，考虑位于液面上的一个质元，当其处于平衡时，有

$$\begin{aligned} N \cos \theta &= mg \\ N \sin \theta &= mx\omega^2 \end{aligned} \Rightarrow \tan \theta = \frac{\omega^2}{g} x$$

在曲面上该点的切线斜率由高数得到：

$$\frac{dy}{dx} = \tan \theta$$




图1




图2

由上两式得：
$$y = \frac{\omega^2 x^2}{2g} + y_0 \quad (1) \quad y_0 \text{为} x=0 \text{处的值, 由此判定为抛物面}$$

设在  $x=x_0$  处液面的高度  $y$  不随  $\omega$  的改变而改变，液体在未旋转时液面高度为  $h_0$  则点  $(x_0, h_0)$  在 (1) 所示的抛物线上。所以

$$h_0 = \frac{\omega^2 x_0^2}{2g} + y_0 \quad (2)$$

因液体的体积不随角速度而变化，所以

$$\pi R^2 h_0 = \int_0^R y(2\pi x) dx = \int_0^R 2\pi \left( y_0 + \frac{\omega^2 x^2}{2g} \right) x dx$$

即：
$$y_0 = h_0 - \frac{\omega^2 R^2}{4g} \quad (3)$$

由2 3得到 
$$x_0 = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

## 2. 用旋转液体测量重力加速度 $g$

(1) 用旋转液体最高处与最低处的高度差测重力加速度



## (1) 用旋转液体最高处与最低处的高度差测重力加速度

(如图 2 所示, 设液面最高处与最低处的高度差为  $\Delta h$ , 则点 (R,  $y_0 + \Delta h$ ) 在 (1) 所示的抛物线上, 代入 (1) 得:

即  $y_0 + \Delta h = \frac{\omega^2 R^2}{2g} + y_0$  (4)

D、T 测出, 代入 (4) 式

$$y_0 + \Delta h = \frac{\omega^2 R^2}{2g} + y_0$$

将

$$g = \frac{\omega^2 R^2}{2\Delta h} = \frac{\pi^2 D^2}{2T^2 \Delta h}$$

## (2) 激光束平行转轴入射测斜率法求重力加速度

如图 2 所示, BC 为透明屏幕, 激光束竖直向下打在  $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$  的液面的 D 点, 反射光点为 C, D 处切线与 X 方向的夹角为  $\theta$ , 则  $\angle BDC = 2\theta$ , 实验中测出透明屏幕至圆桶底部的距离 H、液面静止时高度  $h_0$  以及两光点 B、C 距离 d, 则

$$\tan 2\theta = \frac{d}{H - h_0} \quad (5)$$

又：  $\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{\omega^2 x}{g}$  ，所以在  $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$  处，

$$\tan \theta = \frac{\omega^2 R}{\sqrt{2}g} = \frac{2\sqrt{2}\pi^2 R}{gT^2} \quad (6)$$

由（5）式可得  $\theta$  的值，代入（6）式就可求得  $g$ ，多次测量得到多组  $\tan \theta - 1/T^2$  的数据，作图得一直线，其斜率为  $k$ ，则

$$g = \frac{2\sqrt{2}\pi^2 R}{k} = \frac{\sqrt{2}\pi^2 D}{k} \quad (7)$$

式中  $D$  为圆桶内径，可直接测量得到。